


TRONINHO MUSICAL 3 EM 1 LOVE (REF. 505)

O Troninho Musical 3 em 1 **Love**, pode ser usado para iniciar o processo de retirada das fraldas ou como adaptador para vaso sanitário ou como degrau para as crianças escovarem os dentes na pia.

O botão de ativação da canção auxilia no interesse da criança pelo produto, e a estimula a usá-lo facilitando assim o aprendizado dos pequenos.



- A- BASE
- B- ASSENTO
- C- TAMPA
- D- COLETOR
- E - BOTAO MUSICAL
- F- KIT GARRINHA E PARAFUSO

INSTRUÇÕES

Comece separando a parte (A), da parte (B).

Parafuse as peças (F) na parte de baixo do assento(B).

As garras servem de apoio para não escorregar no assento do vaso sanitário.



LIMPEZA DO PRODUTO

Limpe o recipiente (D) com água e sabão neutro.

A limpeza das outras partes do troninho pode ser feita da mesma forma, antes retire a célula musical.

BABY FIRST COM. DE IMP. E EXP. LTDA

RUA BARRA DO TIBAGI, 1071 BOM RETIRO - SÃO PAULO – SP

(11)3362-9615/3335-3350/3223-6656

love@babyfirst.com.br / www.babyfirst.com.br